



BHV
plus

Postbus 7073

2701 AB Zoetermeer

Philips Heartstart FRx AED

(informatiebron Philips)

De Philips Heartstart FRx positioneert zich tussen de Philips Heartstart Home defibrillator en de FR11. Heldere, duidelijk verstaanbare instructies gidsen de gebruiker door het hele reanimatieproces

Inclusief metronoom voor de juiste massagefrequentie. (BLS coaching volwassen & kind / baby)
5 jaar garantie op het toestel

IPX55 geeft optimale bescherming tegen invloeden van buiten af zoals water en stof
1 batterij concept voor 200 schokken / 4 uur functioneren
Levensduur 4 jaar (inclusief zelftesten)

Door gebruik te maken " de kindersleutel " geschikt voor alle leeftijden met dezelfde elektoden
(apart bestellen)

De elektrodedraad is pre-connected

Elektrode cassette, levensduur 2 jaar daarna vervangen.

Dataopslag uitleesbaar met IrDA protocol > PC / PDA / PalmOn

Ook als AED trainingstoestel te gebruiken met de speciale trainingscassette (optioneel verkrijgbaar)

Wordt geleverd in de Nederlandse taal, defibrillatieelectroden volwassenen / baby en kind en batterij en fraaie tas.



Opleidingen & Trainingen, levering van goederen en betalingsvoorwaarden geschieden op basis van de algemene voorwaarden van BHV Plus, gedeponeerd bij de KvK te Haaglanden

Opleidingen, Trainingen, Cursussen en Oefeningen worden gegeven volgens de geldende richtlijnen van de NIBHV, Oranje Kruis, NRR, ERC en NIBRA.

Tel. 079-5938424 ~ Fax. 079-5938425 ~ GSM. Nr. 06-24863839

BTW-nr.1814.32.924 ~ Handelsregister 27246156

Postbank rekening 9188759 ~ ING Bank rekening 67.70.29.780