



BHV
plus

Postbus 7073
2700 AB Zoetermeer

Powerheart G3

(informatiebron Cardiac Science)

De Powerheart G3 is leverbaar zowel half automatisch als vol automatisch.

De nieuwe Powerheart AED G3 blijft uitgerust met onze leidende één knopsbediening en onze RescueReady technologie, die voorziet in een dagelijkse, een wekelijkse en een maandelijkse Zelftest.

U virtueel een succesvolle bediening garanderend de eerste keer en iedere keer. De Powerheart AED G3 is ook geleverd met onze technologieën zoals ons geavanceerd detectie algoritme RHYTHMx® en onze bifasische technologie STAR®.

AED leidende technologie en bijkomende prestaties in een nieuwe behuizing zijn richtinggevend voor de nieuwe generatie van Cardiac Science AEDs.

Het gepatenteerde RescueReady zelftest systeem, verifieert dagelijks oa de elektrode bevestiging aan de AED en elektrode functionaliteit.

simpele, klaar voor gebruik, één knopsbediening

RescueReady® technologie, is naast de maandelijkse volle energie test nu uitgebreid met een wekelijkse gedeeltelijke energie test.

Nieuwe steminstructies helpen de gebruiker om de elektroden sneller te plaatsen
De meest duidelijke stem instructies in kwaliteit en geluid Lichtgewicht in een nog gebruiksvriendelijkere behuizing

De eerste AED met een 3 jaar gegarandeerde batterij Reducing Time to Defibrillation®
DEFIBRILLATOR Bediening Golfvorm Beschikbare energie bereik
Aantal protocollen Fabrieksinstelling Schok cyclus tijd Knoppen Stem instructies Instructie scherm
Visuele indicatoren Hoerbare alarmen Schok synchronisatie Pacemaker puls detectie
(Her-)Programmeerbaar Pediatrische mogelijkheid Sensitiviteit Specificiteit ELECTRODEN
Uitgetrokken elektroden kabel Meegeleverd
Type Min. gecombineerde oppervlakte 228cm² 1,3m

Vooraf aangesloten en in de zelftest inbegrepen Volwassen, vooraf van gel voorzien voor eenmalig gebruik, niet gepolariseerd (identieke tekening om vergissingen bij plaatsing te voorkomen)
2 jaar Houdbaarheid



Opleidingen & Trainingen, levering van goederen en betalingsvoorwaarden geschieden op basis van de algemene voorwaarden van BHV Plus, gedeponneerd bij de KvK te Haaglanden
Opleidingen, Trainingen, Cursussen en Oefeningen worden gegeven volgens de geldende richtlijnen van de NIBHV, Oranje Kruis, NRR, ERC en NIBRA.

Tel. 079-8881773 ~ Fax. 079-8882488 ~ GSM. Nr. 06-24863839
BTW-nr.1814.32.924 ~ Handelsregister 27246156
Postbank rekening 9188759 ~ ING Bank rekening 67.70.29.780